

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Contro Trimetil-Istona H3-K14 (Q16695 / P68431) Per Wb, If, Elisa

Numero articolo: CM0000343



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per la lisina 14 trimetilata dell'Istona H3 (UniProt Q16695/P68431). Validato per WB, IF/ICC, ELISA, con reattività in uomo, topo, ratto e un'ampia copertura predetta tra specie. Ideale per la ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TriMethyl-Histone H3-K14 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K14
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 1-100 dell'Istona H3 umana (NP_003520.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (Ampio intervallo predetto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio