


Anticorpo Policlonale Coniglio Trimethyl-Histone H3-K27 (Q16695/P68431) Per Wb, Chip, Elisa

Numero articolo: CM0000367



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la lisina 27 trimetilata dell'istone H3 (SWISS Q16695/P68431). Validato per WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, ELISA. Adatto per uomo, topo, ratto e altre specie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TriMethyl-Histone H3-K27 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K27
Specie	Umana
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'istone H3 umano (NP_003520.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (ampio intervallo previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio