

Mab Coniglio Contro Trimetil-Istone H3-K36 (K36Me3), Q16695/P68431 - Wb, Chip-Seq, Ihc-P

Numero articolo: CM0000295



introduzione

mAb coniglio contro TriMetil-Istone H3-K36 (Q16695/P68431) per WB, ChIP-seq, IHC-P. Rileva la modificazione K36me3 sull'istone H3 in uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca su epigenetica e cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio contro TriMetil-Istone H3-K36
Annotazioni / Alias	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Istona H3; HIST1H3A; TriMetil-Istone H3-K36
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico trimetilato attorno alla posizione K36 dell'istone H3 umano (NP_003520.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, DB, IHC-P, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto, Altre (ampio intervallo previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio