

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Trimetil-Istone H3-K36 Per La Ricerca Epigenetica (Q16695/P68431)

Numero articolo: CM0000267



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Lisina 36 trimetilata dell'istone umano H3.1t e H3.1 (Q16695/P68431). Validato per WB, ChIP, IF/ICC ed ELISA con ampia reattività interspecie. Ideale per la ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettaglio
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio TriMetil-Istone H3-K36
Note/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMetil-Istone H3-K36
Specie	Umano
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'istone umano H3 (NP_003520.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ChIP-seq, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Spettro Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio