


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Trimetil-Istone H3-K4 (H3K4Me3) - Q16695/P68431 Per Chip-Seq & Wb

Numero articolo: CM0000396



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la lisina 4 trimetilata dell'istone H3 (Q16695/P68431). Validato per WB, IHC-P, ChIP-seq, ELISA. Adatto per la ricerca su biomarcatori epigenetici e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio TriMetil-Istone H3-K4
Note/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMetil-Istone H3-K4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'istone H3 umano (NP_003520.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Raggio Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio