

Trimethyl-Histone H3-K4 Rabbit Mab - Q16695/P68431 - Wb, Ihc-P, If, Chip Anticorpo

Numero articolo: CM0000330



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce l'istone H3 trimetilata alla lisina 4 (H3K4me3). Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA e ChIP. Preveduta reattività crociata con umano, topo, ratto. Peso proteico 15kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TriMethyl-Histone H3-K4 Rabbit mAb
Note/Alias	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histone H3; HIST1H3A; TriMethyl-Histone H3-K4
Specie	Umano
GeneID (umano)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Un peptide sintetico trimetilato attorno alla K4 dell'istone H3 umano (NP_003520.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Spettro Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio