

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Trimetil-Istone H3-K56 (Q16695/P68431) Per Wb, If/Icc, Elisa, Chip-Seq

Numero articolo: CM0000296



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio TriMetil-Istone H3-K56 ad alta specificità che riconosce la lisina 56 trimetilata dell'istone H3.1/H3.1t umano. Validato per WB, IF/ICC, ELISA e ChIP-seq; reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto e altri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio TriMetil-Istone H3-K56 (pAb)
Note/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMetil-Istone H3-K56
Specie	Umano
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Un peptide sintetico trimetilato intorno a K56 dell'Istone H3 umano (NP_003520.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Raggio Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio