

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Trimetil-Istone H3-K64 (Q16695/P68431) (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa)

Numero articolo: CM0000298



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio TriMetil-Istone H3-K64 per Western blot, IHC-paraffina, IF/ICC ed ELISA. Predetto per riconoscere la lisina 64 trimetilata dell'istone H3 di umano, topo, ratto e altre specie. Ideale per la ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio TriMetil-Istone H3-K64
Note/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMetil-Istone H3-K64
Specie	Umano
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico, Un peptide sintetico trimetilato intorno a K56 dell'istone umano TriMetil-Istone H3-K64 (NP_003520.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampia Gamma Predetta)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio