

Anticorpo Policlonale Coniglio Trimetil-Istone H3-K79 (Q16695 / P68431) Per Wb, Chip, Epigenetica

Numero articolo: CM0000327



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per l'istone H3 trimetilato sulla lisina 79 (H3K79me3). Adatto per WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto. Strumento chiave per la ricerca sulla cromatina e l'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TriMethyl-Histone H3-K79 Rabbit pAb
Note / Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K79
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico trimetilato attorno alla K79 dell'istone H3 umano (NP_003520.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (intervallo ampio previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio