


Anticorpo Policlonale Coniglio Trimetil-Istona H3 (K9) - Q16695/P68431 | Wb, Chip, Ihc, Elisa

Numero articolo: CM0000395



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato alla trimetilazione alla lisina 9 dell'istona H3 (Q16695/P68431). Adatto per applicazioni Western blot, ChIP, immunochimica ed ELISA in più specie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TriMetil-Istona H3-K9 pAb coniglio
Note/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMetil-Istona H3-K9
Specie	Umano
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide trimetilato sintetico attorno alla K9 dell'istona H3 umana (NP_003520.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratro, Altro (Ampio spettro previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio