


Anticorpo Monoclonale Coniglio Trimetil-Istone H4-K20 (P62805) Per Wb, Ihc-P, If/Icc

Numero articolo: CM0000315



introduzione

TriMetil-Istone H4-K20 Rabbit mAb (P62805), convalidato per WB, DB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, rileva la lisina 20 trimetilata dell'istone H4 in uomo, topo e ratto. Questo anticorpo monoclonale ricombinante da 11 kDa supporta la ricerca epigenetica e sulla biologia della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TriMetil-Istone H4-K20 Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	8359
GeneID	8359
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (gamma ampia prevista)
SWISS	P62805
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio