

Anticorpo Policlonale Triobp Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H2D6

Numero articolo: CM0030334

introduzione

Anticorpo policlonale TRIOBP (Umano, Topo) validato per WB, IHC-P, ELISA. Essenziale per l'organizzazione del citoscheletro di actina e la formazione dei radicoli delle stereocilia. Ideale per applicazioni diagnostiche e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TRIOBP Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TARA; TAP68; DFNB28; dj37E16.4; HRIHFB2122; TRIOBP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11078
GeneID	11078
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-310 di TRIOBP umano (NP_008963.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9H2D6
Peso proteico	261kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio