

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Trka Per Wb, Ihc-P, Elisa - P04629

Numero articolo: CM0020233



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio per il recettore NGF ad alta affinità (TrkA), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per applicazioni di ricerca in neuroscienze e oncologia. UniProt: P04629.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TrkA Rabbit pAb
Note/Alias	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TrkA
Specie	Umano
GenelD (Umano)	4914
GenelD	4914
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di TrkA umano (NP_002520.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04629
Peso Proteico	87kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio