

Anticorpo Policlonale Coniglio Trka Per Wb, Ihc-P, Elisa - P04629

Numero articolo: CM0013346



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio TrkA convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Bersaglia il recettore NGF ad alta affinità NTRK1. Ideale per la ricerca in neurobiologia, oncologia e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TrkA Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TrkA
Specie bersaglio	Uomo
ID Gene	4914
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 700-796 della TrkA umana (NP_002520.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P04629
Peso proteico	87kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio