


Anticorpo Monoclonale Coniglio Trkb Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q16620

Numero articolo: CM0002624



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro TrkB umano (UniProt Q16620). Validato per WB, IHC-P, ELISA su umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca neuroscientifica sulla segnalazione delle neurotrofine, la differenziazione e la plasticità sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TrkB mAb coniglio
Osservazioni/Alias	OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4915
GeneID	4915
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 32-430 di TrkB umano (NP_001018074.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q16620
Peso proteico	92kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio