


Trpv6 Pab Di Coniglio - Q9H1D0

Numero articolo: CM0015632



introduzione

Questo pAb di coniglio TRPV6 rileva TRPV6 umano, murino e di ratto, un canale selettivo per il calcio fondamentale per l'assorbimento intestinale di Ca^{2+} e l'omeostasi. Adatto per WB, IHC-P ed ELISA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRPV6 pAb di coniglio
Note/Alias	CAT1; CATL; ZFAB; ECAC2; ABP/ZF; HRPTTN; LP6728; HSA277909; TRPV6
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	55503
GeneID	55503
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della TRPV6 umana (NP_061116.5)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H1D0
Peso proteico	87kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio