

Trub1 Coniglio Pab - Q8Wwh5

Numero articolo: CM0022368



introduzione

TRUB1 Coniglio pAb è un anticorpo policlonale per Western Blot (WB) ed ELISA, che rileva TRUB1 umano, murino e di ratto, una pseudouridilato sintasi coinvolta nella pseudouridilazione di mRNA e tRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	TRUB1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PUS4; TRUB1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	142940
GeneID	142940
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-280 di TRUB1 umano (NP_631908.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8WWH5
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio