


Anticorpo Monoclonale Coniglio Tsfm Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P43897

Numero articolo: CM0003934



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio TSFM per la rilevazione del fattore di elongazione mitocondriale Ts in WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla traduzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TSFM Rabbit mAb
Note/Alias	EFTS; EFTSMT; TSFM
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10102
GeneID	10102
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della proteina TSFM umana (P43897).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P43897
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio