

Tsg101/Vps23 Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q99816

Numero articolo: CM0010778



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità contro TSG101 (sottounità del complesso ESCRT-I), validato per WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul traffico vescicolare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TSG101/VPS23 Anticorpo monoclonale di coniglio
Note/Alias	TSG10; VPS23
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7251
GeneID	7251
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99816
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacca refrigerante