


Tspan15 Pab Di Coniglio Per Wb E Elisa - 095858

Numero articolo: CM0013763



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio direzionato contro Tetraspanina-15 (TSPAN15), validato per WB e ELISA. Adatto per campioni umani, di topo e ratto. Ideale per studiare il traffico di ADAM10, la segnalazione Notch e l'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TSPAN15 pAb di coniglio
Note/Alias	NET7; NET-7; TM4SF15; 2700063A19Rik; TSPAN15
Specie	Umana
GeneID (Umana)	23555
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 110-220 della TSPAN15 umana (NP_036471.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O95858
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio