


Anticorpo Policlonale Coniglio Tsr1 Per Wb - Q2NL82

Numero articolo: CM0025899



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia TSR1 umano, adatto per WB e ELISA. Rileva TSR1 endogeno in campioni umani e di topo; strumento essenziale per la ricerca sulla biogenesi dei ribosomi. Spedizione: Borsa di ghiaccio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TSR1 Rabbit pAb
Note / Alias	TSR1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	55720
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 455-804 di TSR1 umano (NP_060598.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q2NL82
Peso proteico	92 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio