

## Ttk Pab Coniglio - Ttk

Numero articolo: CM0019887

### introduzione

Il TTK pAb coniglio è un anticorpo policlonale prodotto contro un frammento ricombinante della proteina TTK umana. Adatto per applicazioni WB ed ELISA, mostra reattività crociata con campioni di origine umana, di topo e di ratto, con una dimensione della banda prevista di 96-97 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | TTK pAb coniglio                                                                                                               |
| Alias               | ESK; PYT; CT96; MPH1; MPS1; MPS1L1; TTK                                                                                        |
| Specie              | Umana                                                                                                                          |
| ID gene             | 7272                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 536-789 della TTK umana (NP_003309.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                              |
| Peso proteico       | 96kDa/97kDa                                                                                                                    |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                          |