

Tusc2 Coniglio Pab - 075896

Numero articolo: CM0030646

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio (pAb) TUSC2 che mira alla proteina del candidato soppressore tumorale 2 (FUS1). Adatto per applicazioni di Western blot, immunoistochimica ed ELISA con reattività crociata verso le specie umana, murina e di ratto. Uno strumento affidabile per la ricerca in biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TUSC2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PAP; FUS1; PDAP2; C3orf11; TUSC2
Specie	Umana
GeneID (Umano)	11334
GeneID	11334
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-110 di TUSC2 umano (NP_009206.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Murina, Di ratto
SWISS	075896
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio