

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Twist2 Per Wb, Elisa - Q8Wvj9

Numero articolo: CM0027582

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TWIST2 umano (bHLHa39, Dermo-1), validato per WB ed ELISA, cross-reattivo con topo e ratto. Adatto per lo studio della regolazione trascrizionale, dell'osteogenesi e delle risposte infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TWIST2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AMS; FFDD3; BBR SAY; DERM01; SETLSS; bHLHa39; TWIST2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	117581
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di TWIST2 umano (NP_476527.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Topo, Ratto
SWISS	Q8WVJ9
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio