

Anticorpo Policlonale Coniglio Tyro3 Per Wb, Elisa - Q06418

Numero articolo: CM0017384



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Tyro3 convalidato per WB e ELISA. Rileva Tyro3 umano, presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione mediata da Tyro3, della neuroprotezione e dei meccanismi di ingresso virale nelle applicazioni di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Tyro3 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	BYK; Dtk; RSE; Rek; Sky; Tif; Etk-2; Tyro3
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	7301
ID gene	7301
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 290-430 di Tyro3 umano (NP_006284.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q06418
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio