

Ube2D1 Rabbit Pab Per Wb, Ihc-P, Elisa - P51668

Numero articolo: CM0024097



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro UBE2D1 (UBCH5/UBC4/5) per Western blot, IHC-P ed ELISA. Riconosce le proteine umane, murine e del ratto. Utile per lo studio della coniugazione dell'ubiquitina e delle vie di degradazione delle proteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UBE2D1 Rabbit pAb
Note/Alias	SFT; UBCH5; UBC4/5; UBCH5A; E2(17)KB1; UBE2D1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7321
Gene ID	7321
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-147 dell'UBE2D1 umano (NP_003329.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P51668
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio