


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Ube2I Per Wb, Ihc-P, Elisa - P63279

Numero articolo: CM0008970



### introduzione

Affidabile anticorpo monoclonale di coniglio UBE2I (UBC9) per Western blot, IHC-P e ELISA. Rileva l'enzima SUMO-coniugante UBC9 umano, murino e ratto, un regolatore critico della sumoilazione, dell'architettura nucleare e della segregazione cromosomica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | UBE2I Rabbit mAb                                                                                                |
| Note/Alias          | P18; UBC9; C358B7.1; UBE2I                                                                                      |
| Specie              | Uomo                                                                                                            |
| GeneID (Uomo)       | 7329                                                                                                            |
| GeneID              | 7329                                                                                                            |
| Immunogeno          | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'UBE2I umano (P63279) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                           |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                               |
| SWISS               | P63279                                                                                                          |
| Peso proteico       | 18kDa                                                                                                           |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                           |