


Ube2l Rabbit Pab Per Wb - P63279

Numero articolo: CM0020692



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio contro UBE2L (UBC9) è validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA su um umano, topo e ratto. Esplora la SUMOilazione e la segregazione cromosomica con alta specificità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UBE2L Rabbit pAb
Note/Alias	P18; UBC9; C358B7.1; UBE2L
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7329
GeneID	7329
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-158 di UBE2L umano (NP_003336.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P63279
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio