

Anticorpo Policlonale Coniglio Ube2K Per Wb, Wb, Elisa - P61086

Numero articolo: CM0013829



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ad alta affinità contro UBE2K umano (E2-25K, HIP2). Validato per Western blot e ELISA, è uno strumento essenziale per la ricerca sul sistema ubiquitina-proteasoma, gli studi sulla malattia di Huntington e l'analisi della degradazione associata al RE.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UBE2K Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	LIG; HIP2; HYPG; UBC1; E2-25K; UBE2K
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3093
Gene ID	3093
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'UBE2K umano (NP_005330.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P61086
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio