


Anticorpo Policlonale Rabbit Ube2W Per Wb, Elisa - Q96B02

Numero articolo: CM0022764



introduzione

Questo anticorpo policlonale rabbit anti-UBE2W riconosce UBE2W (UBC-16) umano e murino, validato per Western blot e ELISA. UBE2W è un enzima E2 di coniugazione dell'ubiquitina coinvolto nella monoubiquitinazione N-terminale e nella riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UBE2W Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	UBC16; UBC-16; UBE2W
Specie	Umano
GeneID (umano)	55284
GeneID	55284
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-110 di UBE2W umano (NP_001001481.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q96B02
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio