


Ube3A Coniglio Pab - Q05086

Numero articolo: CM0024656



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio UBE3A validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA; rileva una banda a 101 kDa; cross-reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio dell'ubiquitinazione, dei ritmi circadiani, della plasticità sinaptica e dell'oncogenesi virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UBE3A Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	AS; ANCR; PIX1; E6-AP; HPVE6A; EPVE6AP; UBE3A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7337
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-590 dell'UBE3A umano (NP_570853.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q05086
Peso Proteico	101kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio