

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Ube4A Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14139

Numero articolo: CM0028377



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro UBE4A umano (fattore di coniugazione dell'ubiquitina E4 A) per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul pathway dell'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio UBE4A
Note/Alias	E4; UFD2; UBOX2; NEDHMS; UBE4A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9354
ID Gene	9354
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 797-1066 di UBE4A umano (NP_001191006.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14139
Peso Proteico	123kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio