

Ubiquitina Pab Di Coniglio - P0Cg47

Numero articolo: CM0015192



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Ubiquitina per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con l'ubiquitina umana, di topo e di ratto. Ideale per studiare la degradazione proteasomiale, la riparazione del DNA e la trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Ubiquitina pAb di coniglio
Note/Alias	HEL-S-50; Ubiquitina
Specie	Umana
GeneID (umano)	7314
GeneID	7314
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-228 dell'Ubiquitina umana (NP_061828.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P0CG47
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio