

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ubiquitina Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P0Cg47

Numero articolo: CM0022900



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ubiquitina di alta qualità, adatto per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva l'ubiquitina in specie umane, murine, di ratto e in altre specie. Ideale per studi sulla degradazione delle proteine e sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-ubiquitina
Note/Alias	HEL-S-50; Ubiquitina
GeneID (umano)	7314
GeneID	7314
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-228 dell'ubiquitina umana (NP_061828.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto, altre specie (ampio spettro previsto)
SWISS	P0CG47
Peso della proteina	26 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante