


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Ubiquityl-Istone H2A-K119 (P04908/P0C0S8) Per Wb Ed Elisa

Numero articolo: CM0000075



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'istone H2A ubiquitinilata in corrispondenza della lisina 119 (UniProt P04908/P0C0S8). Adatto per Western blot ed ELISA, con ampia reattività interspecie (Uomo, Topo, Ratto e prevista). Ideale per la ricerca in epigenetica e cromatina nello sviluppo IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Ubiquityl-Istone H2A-K119 Anticorpo pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	HIST1H2AB; Ubiquityl-Istone H2A-K119
Specie	Umano
GeneID (umano)	H2A
GeneID	3012/8329
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide ubiquitinilato sintetico intorno a K119 di HIST1H2AB umano (NP_734466.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Altri Anticorpi per Modifiche
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Raggio Previsto)
SWISS	P04908/P0C0S8
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio