


Mab Di Coniglio Anti-Uch37/Uchl5 Per Wb Ed Elisa - Q9Y5K5

Numero articolo: CM0007414



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro UCH37/UCHL5 umano, validato per WB ed ELISA. Riconosce UCHL5 umano, murino e di ratto, una deubiquitinasi associata al proteasoma coinvolta nella degradazione delle proteine e nella riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-UCH37/UCHL5
Note/alias	UCHL5; CGI-70; INO80R; UCH-L5; UCH37; idrolasi C-terminale dell'ubiquitina L5; UCH37/UCHL5
Specie	Umano
ID del gene	51377
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-329 di UCH37/UCHL5 umano (NP_057068.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9Y5K5
Peso della proteina	36 kDa/37 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante