

Ucp3 Coniglio Pab Per Wb, Ihc-P, Elisa - P55916

Numero articolo: CM0019577

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro UCP3 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per lo studio del metabolismo mitocondriale e del disaccoppiamento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	UCP3 Coniglio pAb
Note/Alias	SLC25A9; UCP3
Specie	Umano
GenelD (Umano)	7352
GenelD	7352
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-119 di UCP3 umano (NP_073714.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P55916
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio