


Mab Di Coniglio Anti-Ufd1L - Q92890

Numero articolo: CM0003826



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro UFD1L (fattore di riconoscimento dell'ubiquitina nell'ERAD), validato per Western blot ed ELISA in campioni umani e di ratto. Ideale per lo studio dei percorsi ubiquitina-proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-UFD1L
Note/Alias	UFD1L
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	7353
ID Gene	7353
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Ratto
SWISS	Q92890
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio