

Ugt2B7 Coniglio Pab - P16662

Numero articolo: CM0022216



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro UGT2B7. Validato in WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Mira agli amminoacidi 25-351. Ideale per la ricerca sul metabolismo dei farmaci e sulla coniugazione degli ormoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UGT2B7 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	UGT2B9; UDPGTH2; UDPGT2B7; UDPGTh-2; UDPGT 2B7; UDPGT 2B9; UGT2B7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7364
GeneID	7364
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-351 dell'UGT2B7 umano (NP_001065.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P16662
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio