

Anticorpo Policlonale Coniglio ULbp2 Per Wb E Elisa - Q9Bzm5

Numero articolo: CM0025684



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ULBP2 per Western blot e ELISA. Riconosce il ligando ULBP2/NKG2D 2 umano, espresso nei tessuti tumorali e fetali, mediando l'attivazione delle cellule NK. Ideale per studi di immuno-oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ULBP2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	N2DL2, RAET1H, RAET1L, NKG2DL2, ALCAN-alpha, ULBP2
Specie	Umano
Gene ID	80328
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 100-200 di ULBP2 umano (NP_079493.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9BZM5
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio