

Anticorpo Policlonale Coniglio Unc5C Per Wb E Elisa - 095185

Numero articolo: CM0013449

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio UNC5C di alta qualità convalidato per WB e ELISA. Reagisce con UNC5C umano, murino e ratto (103 kDa). Ideale per studi sulla guida degli assoni e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UNC5C pAb coniglio
Osservazioni/Alias	UNC5H3; UNC5C
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8633
GeneID	8633
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 300-360 di UNC5C umano (NP_003719.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	095185
Peso proteico	103kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio