

## Upf1/Rent1 Rabbit Pab - Q92900

Numero articolo: CM0015188



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro UPF1/RENT1 umano, validato per WB, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul decadimento dell'mRNA mediato da codoni di stop (NMD).

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto     | UPF1/RENT1 Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Osservazioni/Alias    | UTF; HUPF1; NORF1; RENT1; smg-2; pNORF1; UPF1/RENT1                                                                                    |
| Specie                | Umano                                                                                                                                  |
| GeneID (Umano)        | 5976                                                                                                                                   |
| GeneID                | 5976                                                                                                                                   |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 819-1118 dell'UPF1/RENT1 umano (NP_002902.2). |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                                               |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                                  |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                                  |
| Reattività incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                     |
| SWISS                 | Q92900                                                                                                                                 |
| Peso proteico         | 124 kDa                                                                                                                                |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                     |