


Mab Di Coniglio Anti-Uqcrh Per Wb, Ihc-P, Elisa - P07919

Numero articolo: CM0010274



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro UQCRH umano, una subunità del complesso mitocondriale III. Validato per WB, IHC-P ed ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle malattie mitocondriali e sulla bioenergetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-UQCRH
Note/alias	QCR6; UQCR8; MC3DN11; UQCRH
Specie	Umano
GeneID (umano)	7388
GeneID	7388
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-91 di UQCRH umano (P07919)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P07919
Peso della proteina	11 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio