

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Uromodulina/Umod Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P07911

Numero articolo: CM0006981



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro la Uromodulina/UMOD umana (THP), validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce crociatamente con antigeni umani e murini. Ideale per la biologia renale, la ricerca sulle infezioni delle vie urinarie e gli studi sui biomarcatori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Uromodulina/UMOD
Note/Alias	THP; FJHN; HNFJ; THGP; HNFJ1; MCKD2; ADTKD1; ADMCKD2; Uromodulina/UMOD
Specie	Umana
GeneID (umano)	7369
GeneID	7369
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 175-324 della glicoproteina di Tamm-Horsfall umana (NP_003352.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, murina
SWISS	P07911
Peso della proteina	70 kDa/55 kDa/115 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante