

Ush1C Pab Di Coniglio - Ush1C

Numero articolo: CM0024824

introduzione

Anticorpo policlonale che bersaglia l'USH1C del pesce zebra, validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla sindrome di Usher e la neuroscienza sensoriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	USH1C pAb di coniglio
Note/Alias	zgc:136806; USH1C
Specie	Pesce zebra
ID gene (Umano)	10083
ID gene	564412
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 dell'USH1C di pesce zebra (NP_001035018.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
Peso proteico	45kDa/58kDa/60kDa/62kDa/101kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio