

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti- Usp10 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q14694

Numero articolo: CM0008843



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro USP10 umano (Q14694). Validato per applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con la proteina murina. Ideale per lo studio dei percorsi di deubiquitinazione, autofagia e risposta al danno del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	USP10 Rabbit mAb
Note/Alias	UBPO; UBP10; MGC2621; USP10
Specie	Umana
ID genico (umano)	9100
ID genico	9100
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di USP10 umano (Q14694).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q14694
Peso della proteina	87 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico