

Anticorpo Policlonale Coniglio Usp10 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q14694

Numero articolo: CM0028047



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio direzionato contro USP10 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. USP10 è una deubiquitinasi che regola la segnalazione di p53, l'autofagia, il riciclo dei ribosomi e la via NF-kB. Ideale per la ricerca in oncologia e biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	USP10 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	UBPO; USP10
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	9100
ID gene	9100
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 499-798 di USP10 umano (NP_005144.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q14694
Peso proteico	87kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio