

Anticorpo Policlonale Coniglio Usp18 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Umw8

Numero articolo: CM0022495

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio USP18 di alta qualità validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce con USP18 di uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della funzione proteasica specifica per ISG15 nella segnalazione dell'interferone e nella regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	USP18 Rabbit pAb
Note/Alias	ISG43; UBP43; PTORCH2; USP18
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	11274
ID genico	11274
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della USP18 umana (NP_059110.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UMW8
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio