


Anticorpo Monoclonale Coniglio Usp7/Hausp Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q93009

Numero articolo: CM0009663



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per USP7/HAUSP umano (Q93009). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla via del p53, riparazione del DNA e deubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio USP7/HAUSP
Note/Alias	TEF1; HAUSP; HAFOUS; DEL16P13.2; C16DELP13.2; USP7/HAUSP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7874
GeneID	7874
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-200 di USP7/HAUSP umano (Q93009))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q93009
Peso Proteico	128kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio