


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Usp7/Hausp - Q93009

Numero articolo: CM0016624



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-USP7/HAUSP per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglio: enzima deubiquitinante USP7 coinvolto nella regolazione di p53 e nella riparazione del DNA. Ideale per la ricerca sulla degradazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio anti-USP7/HAUSP
Note/Alias	TEF1; HAUSP; HAFOUS; DEL16P13.2; C16DELP13.2; USP7/HAUSP
Specie	Umano
GeneID (umano)	7874
GeneID	7874
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 206-1102 di USP7/HAUSP umano (NP_003461.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q93009
Peso proteico	128 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio